

Набор реагентов Diasens Антистрептолизин О

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, стрептолизин, метод определения имунотурбидиметрический, объем 60 / 120 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	стрептолизин
Метод	имунотурбидиметрический
Материал исследования	кровь
Объем	60 / 120 мл
Состав набора	АСО60: Реагенты: 60 мл АСО60К: Реагенты: 60 мл; Калибратор: 1 x 1 мл; Контроль: 2ур x 1 мл АСО120К: Реагенты: 120 мл; Калибратор: 1 x 1 мл; Контроль: 2ур x 1 мл

Дополнительные характеристики

Стрептолизин-О – это гемолизин, продуцируемый стрептококками группы А. У инфицированного пациента стрептолизин О действует, как белковый антиген, против которого организм пациента вырабатывает антитела – антистрептолизин-О.

Стрептококк группы А является одной из наиболее распространенных причин бактериальных инфекций человека, вызывающих такие заболевания как острый ревматизм, острый гломерулонефрит, острый фарингит, синусит, пневмония, скарлатина, гангрена, лимфангит.

Определение АСО применяют для диагностики этих заболеваний. Содержание АСО повышается через 1 неделю после инфицирования, достигают пика через 3-5 недель и снижаются до нормы через 6 месяцев.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.