

Набор реагентов Diasens Железо

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, электролиты, железо,
метод определения колориметрический / с
феррозином, объем 180 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	железо
Метод	колориметрический / с феррозином
Материал исследования	кровь
Объем	180 мл
Состав набора	Реагенты: 180 мл; Калибратор: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Железо является составной частью многих ферментов организма, миоглобина, других мышечных белков. Железо необходимо для образования гемоглобина, который насыщает кровь кислородом. Недостаток железа в организме вызывает железодефицитную анемию. Уровень железа повышается при гемолитической анемии, гемохроматозе, остром гепатите. Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.