

Набор реагентов Diasens Гликированный гемоглобин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, гликогемоглобин, метод определения иммунотурбидиметрический, объем 48 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	гликогемоглобин
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	кровь
Объем	48 мл
Состав набора	ГГ50: Реагенты: 48 мл; Гемолизирующий реагент: 100 мл ГГ50К: Реагенты: 48 мл; Гемолизирующий реагент: 100 мл; Калибратор: 4ур x 0,5 мл; Контроль: 2ур x 0,5 мл

Дополнительные характеристики

HbA1c образуется в результате неферментативного гликолиза свободных аминокрупп на N-концах β -цепи гемоглобина A0. Глюкоза связана с гемоглобином в эритроцитах в течение всего их жизненного цикла, поэтому уровень HbA1c пропорционален содержанию глюкозы в крови и является показателем среднесуточной концентрации глюкозы в крови за два предшествующих месяца. Поэтому определение HbA1c считается важным диагностическим инструментом в мониторинге диетического контроля и лечения у больных диабетом. Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.