

Набор реагентов Diasens Холестерин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль,
холестерин, метод определения ферментативный,
объем 500 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	холестерин
Метод	ферментативный
Объем	500 мл
Состав набора	Реагент: 1 x 500 мл; Калибратор: 1 x 2 мл.

Дополнительные характеристики

Холестерин относится к липидам, которые встречаются во всех клетках организма. Он необходим печени для синтеза клеточных мембран и некоторых гормонов. Определение концентрации холестерина является важным тестом в диагностике и классификации липемии.

Высокий уровень холестерина – это один из наиболее распространенных факторов риска сердечных заболеваний.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.