

Набор реагентов Diasens Креатинкиназа-MB

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, ферменты, активность
MB-изозима креатинкиназы, метод определения
кинетический / иммуноингибирование, объем 100 / 500
мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность MB-изозима креатинкиназы
Метод	кинетический / иммуноингибирование
Объем	100 / 500 мл
Состав набора	CB120: Реагенты: 120 мл CB120K: Реагенты: 120 мл; Калибратор: 1 x 2 мл; Контроль: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Креатинкиназа MB (КК-MB) состоит из двух субъединиц – В (мозговая) и М (мышечная). Содержится исключительно в миокарде. В сыворотке, как правило, содержится в низких концентрациях. При остром инфаркте миокарда происходит повреждение миокарда, что приводит к повышению активности креатинкиназы-MB в крови спустя 4-6 часов после начала боли в груди. Максимальная активность фермента наблюдается между 12 – 24 часами, затем (в течение 48 часов) происходит снижение до нормального уровня. Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.