

Набор реагентов Diasens Микроальбумин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, альбумин, метод определения иммунотурбидиметрический, объем 60 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	альбумин
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	моча
Объем	60 мл
Состав набора	МА60: Реагенты: 60 мл МА60К: Реагенты: 60 мл; Калибратор: 1 x 1 мл; Контроль: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Микроальбуминурия определяется как скорость экскреции микроальбумина в диапазоне 20-200 мг/л, что превышает нормальное содержание альбумина в моче, однако ниже значений, характерных для пациентов с обычной протеинурией.

Микроальбуминурия – маркер повышенного риска диабетической нефропатии и сердечнососудистых заболеваний у больных инсулинзависимым сахарным диабетом. Однако в последнее время микроальбуминурию связывают с риском сердечнососудистых заболеваний и у лиц, не страдающих сахарным диабетом.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.