

Набор реагентов Diasens Мочевая кислота

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль,
мочевая кислота, метод определения
ферментативный, объем 400 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	мочевая кислота
Метод	ферментативный
Объем	400 мл
Состав набора	Реагенты: 400 мл Калибратор: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Концентрация мочевой кислоты в крови повышается вместе с концентрацией мочевины и креатинина при почечной недостаточности. Повышенная концентрация мочевой кислоты наблюдается при подагре. Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.