

Набор реагентов Diasens Общий белок

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль,
общий белок, метод определения колориметрический
/ биуретовый, объем 500 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	общий белок
Метод	колориметрический / биуретовый
Объем	500 мл
Состав набора	Реагенты: 500 мл; Калибратор: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Белки – высокомолекулярные соединения, очень широко распространены в организме. Выполняют транспортную и строительную функции. Белки сыворотки делятся на две фракции: альбумин и глобулины. Увеличение концентрации общего белка наблюдается при сгущении крови за счет дегидратации или увеличения концентрации специфических белков. Уменьшение концентрации вызывается гемодилюцией, кровоизлиянием, повышенным катаболизмом белка.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.