

## Набор реагентов Diasens Общий билирубин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль, билирубин, метод определения колориметрический / модифицированный по Йендрашику-Грофу, объем 465 мл

Диасенс УП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	билирубин
Метод	колориметрический / модифицированный по Йендрашику-Грофу
Объем	465 мл
Состав набора	Реагенты: 465 мл; Калибратор: 1 x 1 мл

### Дополнительные характеристики

---

Билирубин – продукт распада гемоглобина. Причины гипербилирунемии – повышение концентрации билирубина: повреждение печеночных клеток, обтурация желчных протоков, гемолитические болезни, неонатальная желтуха.

Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.