

Набор реагентов Diasens Ревматоидный фактор

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, IgG, метод определения
иммунотурбидиметрический, объем 60 / 120 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	IgG
Метод	иммунотурбидиметрический
Объем	60 / 120 мл
Состав набора	РФ60: Реагенты: 60 мл РФ60К: Реагенты: 60 мл; Калибратор: 1 x 2 мл; Контроль: 2ур x 1 мл РФ120К: Реагенты: 120 мл; Калибратор: 1 x 2 мл; Контроль: 2ур x 1 мл

Дополнительные характеристики

Ревматоидный фактор – это антитела против антигенных детерминант Fc-фрагмента IgG. РФ обнаруживают при аутоиммунных ревматических заболеваниях и при неревматических состояниях, например, системной красной волчанке, синдроме Шегрена, болезни Вальденстрема, саркаидозе. Высокий РФ более специфичен для диагностики ревматоидного артрита.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.