

## Набор реагентов Diasens С-реактивный белок

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, белок, метод определения иммунотурбидиметрический, объем 60 / 120 мл

Диасенс УП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	белок
Метод	иммунотурбидиметрический
Объем	60 / 120 мл
Состав набора	СРБ60: Реагенты: 60 мл СРБ60К: Реагенты: 60 мл; Калибратор: 1 x 2 мл; Контроль: 2ур x 1 мл СРБ120К: Реагенты: 120 мл; Калибратор: 1 x 2 мл; Контроль: 2ур x 1 мл

### Дополнительные характеристики

---

С-реактивный белок – это белок острой фазы. Его концентрация в крови повышается при травмах, воспалениях, некрозах тканей. По сравнению с другими белками острой фазы, концентрация СРБ возрастает более резко, поэтому именно СРБ наиболее часто применяют на практике для диагностики бактериальных инфекций (в отсутствии травм), бактериального сепсиса у новорожденных, для мониторинга антибактериального лечения.

Определение СРБ проводят при следующих заболеваниях: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, синдром васкулита, воспалительные заболевания кишечника, инфаркт миокарда.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.