

Набор реагентов Diasens Трансферрин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, железо, метод
определения иммунотурбидиметрический, объем 50
мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	железо
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	плазма крови
Объем	50 мл
Состав набора	ТФ50: Реагенты: 50 мл ТФ50К:Рреагенты: 50 мл; Калибратор: 1 x 1 мл; Контроль: 1 x 1 мл

Дополнительные характеристики

Трансферрин – главный плазменный белок-переносчик железа. Он синтезируется в печени.
Определение трансферрина в плазме используется для дифференциальной диагностики анемий, главным образом железодефицитных.
Высокий уровень трансферрина встречается при беременности и при применении эстрогенов. Он уменьшается при состояниях, которые связаны с большой потерей белка, таких как нефротический синдром, состояния белкового дефицита и при хронических заболеваниях печени.
Трансферрин является обратным реактантом острой фазы, и уровень его снижается при воспалениях и опухолях. Для подсчета насыщения трансферрина железом следует использовать одновременное определение трансферрина и железа.