

Наколенник ПИО-03-05

ИМ-7.110275 до 24.06.2026

ортез, для нижних конечностей, фиксация застежка
контакт, размер универсальный

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	неопрен
Размер	универсальный

Дополнительные характеристики

Наколенники назначаются для фиксации коленного сустава при повреждении капсульно-связочного аппарата коленного сустава, при дегенеративном и посттравматическом артрозе, при синовитах, на этапе восстановительного реабилитационного лечения после операций на коленном суставе. Наколенник ПИО-03-05 изготавливается из ламинированного или триплированного материала с жесткими шинками по бокам. Крепится с помощью эластичных ремней и ленты текстильной «контакт». Для удобства пользования (во избежание образования складок) в подколенной части изделия имеется щель.