


Диагностический реагент Dialab Белок общий Моно Биуретовый

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, белок, метод
определения колориметрический, конечная точка,
возрастающая реакция, Биурет, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	белок
Метод	колориметрический, конечная точка, возрастающая реакция, Биурет
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	5×25 ml

Дополнительные характеристики

Билирубин общий Auto, Bilirubin Auto Total, DCA

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) общего белка в сыворотке или плазме человека с использованием фотометрических систем анализа.

Метод теста - колориметрический, конечная точка, возрастающая реакция, Биурет.