

Очищающий раствор КДС

ИМ-7.111090 до 13.12.2026

детергент, универсальный, объем 50 мл / 0.5 л

Клиникал Диагностик Солюшнз ООО, Россия



Характеристики

Тип	детергент
Универсальные	Да
Объем	50 мл / 0.5 л

Дополнительные характеристики

Очищающий раствор КДС – готовый к использованию реагент для очистки магистралей анализатора от белковых и бактериальных загрязнений.

Объем: 50 мл / 0.5 л
Состав: гипохлорит натрия, гидроксид натрия, ПАВ, ЧАС
pH 10.8-14.0

Артикул	Для анализаторов	Объем	Количество на 10 000 иссл.
503-136(R)	Erma PCE-210	50 мл	6
503-136(R)	HTI MicroCC-18	50 мл	6
503-136(R)	HTI PCE-90Vet	50 мл	4
502-199(R)	ABX Micros 60 OT8/60 OT18/ES60	500 мл	2
503-136(R)	Siemens Advia 60	50 мл	4
502-199(R)	Nihon Kohden MEK 6400K/6410K	500 мл	2
503-136(R)	Mindray BC-1800, 2800, 3000, 3000Plus, 3200, Hemolux 19	50 мл	3
502-199(R)	Coulter ACT-серия	500 мл	2
502-199(R)	Coulter MD-серия, Оных	500 мл	2
503-136(R)	Diatron Abacus Junior	50 мл	4
503-136(R)	Diatron Abacus Junior Vet	50 мл	4
503-136(R)	Rayto 7600, 7600s, MD-7600 , GA-60	50 мл	4
503-136(R)	URITMedical Hemalit 3000/3300	50 мл	4
502-199(R)	Dixon Гемалайт 1260	500 мл	4
502-199(R)	Dixon Гемалайт 1270	500 мл	4
502-199(R)	Dixon Гемалайт 1280	500 мл	4