

## Ортез (фиксирующая шина) коленного сустава (с флексией 20 г) ORTEX 05A

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация  
ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S /  
M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



### Характеристики

---

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	трикотажное полотно
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

### Дополнительные характеристики

---

**Показания:** Ортез используется для неподвижной фиксации коленного сустава после травм связок коленного сустава и после операций в области коленного сустава. Главной выгодой данной шины является физиологическое положение сустава, в котором связки не напряжены.

**Область применения:** ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

**Описание изделия:** Шина состоит из одного главного текстильного элемента, который усилен двумя анатомическими профилированными задними усилителями и двумя боковыми усилителями, которые вставлены в съемные чехлы. Поэтому боковые шины можно разместить в правильную позицию в зависимости от объема конечности пациента. Усилители достаточно надежные, поэтому обеспечивают безопасную иммобилизацию коленного сустава при 20° флексии. После наложения ортеза коленная чашечка спереди окружена профилированным вырезом. Два крепежных ремня с текстильными застежками на бедренной части и два - на берцовой обеспечивают возможность легкого наложения и хорошую долговременную позицию ортеза. По окружности и стороне носки ортез является универсальным.

**Противопоказания:** при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

**Материалы:** Шина состоит из одного главного текстильного элемента, который усилен двумя анатомическими профилированными задними усилителями и двумя боковыми усилителями, которые вставлены в съемные чехлы, на бедренной и на берцовой части имеются по две текстильных застежки.

**Советы по уходу:** бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.