

Ортез коленного сустава (с двухосевым шарниром и тягами) ORTEX 04E

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация
ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S /
M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	полиэфир / трикотажное полотно
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез используется при хондропатиях и рецидивирующих люксахциях коленной чашечки.

Перекрестные тяги дают возможность разгрузить и декомпрессировать коленную чашечку. Силу перекрестных тяг можно регулировать путем затягивания эластичных поясков. Двухосный шарнир обеспечивает достаточное движение в коленном суставе и в случае неустойчивости повышает устойчивость коленного сустава. Ортез показан и как дополнительное средство при хронических заболеваниях феморопателлярного сустава.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Речь идет о коротком натягивающемся коленном ортезе, оснащенном с обеих сторон двухосными дюралюминиевыми шарнирами и эластичными перекрестными тягами, которые дают возможность разгрузить коленную чашечку. Ортез фиксируется компрессией эластичного текстиля и двумя затягивающими ремнями с текстильными застежками. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.