

Ортез плечевой кости ORTEX 014

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

ортез, для верхних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер от запястья до плеча - 300 мм, обхват запястья - 270 мм

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	полиуретан / трикотажное полотно
Размер	от запястья до плеча - 300 мм, обхват запястья - 270 мм

Дополнительные характеристики

Показания: переломы хирургической шейки плеча, переломы диафиза плечевой кости в в/з и с/з, переломы головки плеча, ложные суставы в в/з диафиза плечевой кости, повреждения мышц «ротационной манжетки» плеча, после устранения вывихов головки плечевой кости, после остеосинтеза переломов плечевой кости, в комплексе проведения консервативного лечения при артрозах и артритах плечевого сустава.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: В основе изделия - текстильный бандаж из сэндвичевого материала с махровым трикотажем на внутренней стороне. На бандаж нашиты карманы с усилителями. Усилители изготовлены из пластика. На верхней части ортеза пришит крепежный ремень. Для лучшего и надежного удержания ортеза на плечевой кости находятся неотъемлемые части изделия - два отдельных ремня в виде ленточных фиксаторов. Внутренний материал гипоаллергенный. Ортез производится для правого и левого плеча отдельно.

Ортез состоит из манжеты и системы подвеса. Манжета обеспечивает полный охват плеча от подмышечной впадины до сгиба локтевого сустава. По наружной стороне манжеты крепятся ребра жесткости, изгибы которых обеспечивают требуемое положение в области перелома.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи, при экземе, расположенных в месте применения ортеза.

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40° С без отжима. Изделия с текстильными застежками нужно стирать застегнутыми.