

Основа агара Борде-Жангу без пептона Bordet Gengou Agar Base without peptone (M1214)

ИМ-7.106403/2411

основа, Бордетелагар (казеиново-угольный), для выделения коклюшного микроба из инфицированного материала от больных коклюшем и контактных лиц, а также для культивирования штаммов бордетел, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	основа
Вид	Бордетелагар (казеиново-угольный)
Назначение	для выделения коклюшного микроба из инфицированного материала от больных коклюшем и контактных лиц, а также для культивирования штаммов бордетел
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Агар Борде-Жангу рекомендуют для выделения культур Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis. Его можно использовать при подозрении на коклюш, в том числе для посева методом “кашлевых пластинок”.