

Пластырь фиксирующий Spycra Roll

ИМ-7.110825 до 25.10.2026

катушка, бактерицидный / фиксирующий,
нестерильный, основа пленочная, 5 см × 5 м / 10 см ×
5 м / 15 см × 5 м, водостойкий, паропроницаемый, в
упаковке 1 шт.

ReSkin Medical, Бельгия



Характеристики

Исполнение	катушка
Тип	бактерицидный / фиксирующий
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	5 см × 5 м / 10 см × 5 м / 15 см × 5 м
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Количество в упаковке	1 шт.

Дополнительные характеристики

Spycra Roll – нестерильная пленка в рулоне для защиты и фиксации.

Применение

- Первичная повязка на чувствительную, легкоранимую кожу для снижения риска ее повреждения.
- Вторичная повязка для фиксации контактирующих с раной повязок, салфеток, тампонов.
- Вторичный защитный слой поверх мест входа внутривенных трубок, когда эти трубки фиксируются лейкопластырем или швами.
- При наличии показаний на или под повязку можно наносить местные стероиды, противомикробные препараты или гидрогели.

Характеристики и преимущества:

- Защищает кожу или рану от попадания жидкостей, микробов или других загрязнителей.
- Ультратонкая (толщина 20 мкм): не ощущается на коже и практически не заметна на теле.
- Мягкая и гибкая: легко приспосабливается к неровностям тела.
- Дышащая: предотвращает мацерацию раны и поддерживает оптимальные процессы заживления.
- Самоклеящаяся: не требует дополнительных материалов.

- Уникальная патентованная технология силиконовой кожи ReSkin: безболезненное снятие повязки и возможность переклеивания.
- Водоотталкивающая: можно принимать душ.
- Поставляется в рулоне: легко режется до нужного размера.

Артикул	Размер	В упаковке
SR-55	5 см × 5 м	1 шт.
SR-105	10 см × 5 м	1 шт.
SR-155	15 см × 5 м	1 шт.

Технология ReSkin

Уникальная запатентованная «технология силиконовой кожи», сочетающая в себе мягкий слой силиконового клея, обращенный к ране, и биэластичный верхний слой. Благодаря биэластичности, т.е. способности растягиваться в двух направлениях, существенно снижается риск разрывов кожи, раздражения кожи и образования волдырей. Структура повязки – а именно широкие поры на ней – позволяет повязке «дышать» и способствует оптимальному заживлению ран по принципу заживления во влажной среде.