

Поддерживающая повязка с подушкой ПИО-41

ИМ-7.110276 до 24.06.2026

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт

Дополнительные характеристики

Поддерживающая повязка с подушкой ПИО-41 назначается после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече, при артрозах, миозитах, при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения. Поддерживающая повязка с подушкой изготавливается из ламинированного материала, внутрь подушки вложен пенополиуретан. Края повязки окантованы лентой окантовочной. Удержание верхней конечности в заданном положении осуществляется при помощи ремней. Поддерживающая повязка с подушкой соединяется при помощи текстильной застежки «контакт».