

Тест-полоски FreeStyle Optium Neo H

ИМ-7.103145 до 31.08.2020

фотометрический метод, результат через 5 сек., 50 шт. / 100 шт.

Abbott Diabetes Care Ltd., Великобритания



Характеристики

Метод измерения	фотометрический метод
Результат тестирования	5 сек.
Количество пробы крови	0.6 мкл
Диапазон определений	1.1-27.8 ммоль/л
Количество в упаковке	50 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски FreeStyle Optium Neo H (ФриСтайл Оптиум Нео Н), 50 шт., 100 шт.

Тест-полоски FreeStyle Optium Neo H являются новейшей разработкой ведущего мирового лидера по производству медицинской техники компании Abbott (США) и предназначены для точной диагностики уровня глюкозы и кетонов в крови человека.

Описание действия тест-полосок FreeStyle Optium Neo H (ФриСтайл Оптиум Нео Н)

Тест-полоски FreeStyle Optium Neo H совместимы со всеми глюкометрами серии Optium. Вставляются в специальный приемник глюкометров и производят электрохимический анализ крови, нанесенной на полоску, позволяя простым и быстрым способом определить уровень сахара в крови без лабораторных исследований. Данные выводятся на экран в цифровом виде и сохраняются в памяти прибора, позволяя вести статистику показателей для медицинских исследований.

Преимущества тест-полосок FreeStyle Optium Neo H:

- повышенная точность показаний по сравнению с другими брендами (не больше 3% погрешности);
- расширенный диапазон для измерений 1.1-27.8 ммоль/л;
- минимальное количество крови для тестирования (всего 0.6 мкл), автоматически контролируется специальным электродом на полоске;
- быстрый результат выдается на экран всего за 5 секунд;
- калибровку можно проводить по плазме разных видов образцов крови (артериальной, венозной, неонатальной и цельной капиллярной крови) из различных частей тела;
- тестовые полоски не требуют дополнительной кодировки, что увеличивает скорость и точность процедуры;
- маркировка "H" (HOSPITAL) гарантирует повышенную профессиональную защиту и сертифицированное качество полосок;

- индивидуальная оболочка из фольги на каждой полоске надежно защищает и значительно продлевает срок ее действия, дает возможность длительного хранения всей упаковки;
- прозрачный порт полоски позволяет визуально контролировать заполнение ее кровью;
- на результаты тестирования не оказывают влияние большое количество медикаментозных средств, принимаемых во время лечения;
- можно вносить кровь с разных сторон тест-полоски;
- удобное количество в упаковке (50/100 шт.) позволит длительное время не заботиться о ресурсах вашего прибора и снижает стоимость процедуры тестирования.

Хранение и использование тест-полосок ФриСтайл Оптиум Нео Н:

- извлекать тестовые полоски из упаковки можно только непосредственно перед употреблением;
- нельзя допускать попадание любых посторонних веществ или жидкостей на открытые тестовые полоски;
- не рекомендуется использовать просроченные полоски;
- тест-полоски рассчитаны только на одноразовое использование;
- нельзя использовать тест-полоски с поврежденной упаковкой;
- наполнение кровью следует проводить до появления звукового сигнала и строки состояния на дисплее;
- извлечение тестовой полоски следует проводить только после зафиксированного показателя на дисплее;
- для гигиеничного удаления полоски из зоны использования можно воспользоваться ее индивидуальной упаковкой.