

Положительный контроль на волчаночные антикоагулянты / LA Positive Control S, кат. № 5486

ИМ-7.98849/2111

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, контрольный раствор

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	контрольный раствор
Назначение	контроль волчаночных антикоагулянтов
Фасовка	положительный контроль на волчаночные антикоагулянты – 1 шт. × 1 мл

Описание

Положительный контроль на волчаночные антикоагулянты / LA Positive Control S изготавливается из донорской человеческой плазмы, положительной на волчаночные антикоагулянты. Контроль дает результаты типичные для пациента с наличием волчаночных антикоагулянтов в DRVVT-скрининге, DRVVT-подтверждении и в тестах на основе АЧТВ.

Основные характеристики:

- изготовлен из плазмы человеческой крови;
- определяет диапазоны для ПТВ, АЧТВ, нормализованного показателя DRVVT-скрининга, нормализованного показателя DRVVT-подтверждения и волчаночного показателя.