

Повязка гидроколлоидная Yafho Hydrocolloid Dressing

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, противопролежневый,
стерильный

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопролежневый	Да
Вид	стерильный

Описание

Повязка Yafho Hydrocolloid Dressing – стерильное адгезивное покрытие, предназначенное для эффективного лечения ран с низким и средним уровнем экссудации. Изделие состоит из защитного полиуретанового слоя и активного гидроколлоидного слоя, содержащего желатин, пектин и натрийкарбоксиметилцеллюлозу (NaCMC). При контакте с раневым отделяемым повязка впитывает экссудат и преобразуется в мягкий гель, который поддерживает стабильно влажную среду, стимулирует процессы грануляции и эпителизации, а также способствует аутолитической очистке раны.

Изделие представлено в двух модификациях, различающихся по толщине:

- **Hydrocolloid Dressing Thick (1.0 мм)** – стандартная версия с повышенной впитывающей способностью для ран с умеренным выделением экссудата.
- **Hydrocolloid Dressing Thin (0.5 мм)** – тонкая и гибкая версия, оптимальная для ран на участках со сложным рельефом и для использования в эстетической медицине.

Показания к применению:

- трофические язвы нижних конечностей;
- пролежни I-II стадии;
- послеоперационные и хирургические раны;
- раны после косметических операций;
- поверхностные ожоги и небольшие ожоговые раны;
- различные поверхностные повреждения кожи в фазах грануляции и эпителизации.

Варианты исполнения и артикулы

Размер	Артикул	
	Thick (1.0 мм)	Thin (0.5 мм)
5×5 см	627106	627006
5×7 см	–	627009
5×10 см	627103	627003
7.5×7.5 см	627101	627001
10×10 см	627102	627002
15×15 см	627104	627004
15×18 см	627107	–
15×20 см	–	627010
20×20 см	627105	627005

Особенности и преимущества:

- **Защитный барьер:** наружная полиуретановая пленка предотвращает попадание влаги и бактерий в рану.
- **Длительное ношение:** повязка может оставаться на ране до 7 дней при отсутствии протечек.
- **Атравматичность:** сформированный гель препятствует прилипанию к раневому ложу, обеспечивая безболезненное удаление.
- **Индикатор замены:** побеление и разбухание повязки наглядно сигнализируют о её предельном пропитывании.
- **Безопасность:** изделие стерилизовано этиленоксидом (ЭО) или гамма-излучением.