

## Повязка силиконовая пенная Yafho SILI-CARE

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, противопрележневый,  
стерильный, основа силикон, 7.5×7.5 см / 10×10 см /  
12.5×12.5 см / 15×15 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30  
см

Yafho Bio-Technology, Китай



### Характеристики

---

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопрележневый	Да
Вид	стерильный
Основа	силикон
Размер	7.5×7.5 см / 10×10 см / 12.5×12.5 см / 15×15 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30 см

### Описание

---

**Повязка Yafho SILI-CARE** – это стерильное адгезивное раневое покрытие, представляющее собой многослойную губчатую конструкцию без фиксирующей каймы. Изделие предназначено для эффективного управления экссудатом и создания оптимальной влажной среды, способствующей естественному заживлению тканей. Благодаря отсутствию адгезивного края (каймы) повязка может быть обрезана под размер раны или использована под компрессионные бинты.

Изделие представлено в двух модификациях, что позволяет подобрать оптимальное решение в зависимости от клинической ситуации:

- **SILI-CARE Lite (3 мм)** – тонкая и пластичная повязка для ран с умеренным уровнем экссудации.
- **SILI-CARE (5 мм)** – повязка стандартной толщины с повышенной емкостью для поглощения обильного отделяемого и усиленной амортизацией.

#### Трехслойная структура изделия:

- **Наружный слой** – паропроницаемая полиуретановая пленка, выполняющая роль барьера для воды и бактерий.

- **Абсорбирующий слой** – мягкая полиуретановая пена, которая быстро поглощает вертикальный поток экссудата и надежно удерживает его внутри.
- **Контактный слой** – перфорированный мягкий силикон, который обеспечивает бережную фиксацию к окружающей коже и не прилипает к влажному раневому ложу.

#### Показания к применению:

- пролежни различной локализации;
- диабетические язвы стопы;
- венозные язвы нижних конечностей;
- хирургические и послеоперационные раны;
- травматические повреждения (ссадины, рваные раны);
- ожоги первой и второй степени.

#### Варианты исполнения и артикулы

Артикул	Размер	Модификация
626175	7.5×7.5 см	Lite (3 мм)
626110	10×10 см	
626113	12.5×12.5 см	
626155	15×15 см	
626120	10×20 см	
626125	10×25 см	
626130	10×30 см	
626275	7.5×7.5 см	Standard (5 мм)
626210	10×10 см	
626213	12.5×12.5 см	
626255	15×15 см	
626220	10×20 см	
626225	10×25 см	
626230	10×30 см	

#### Преимущества использования:

- **Атравматичность:** силиконовый слой минимизирует боль и повреждение тканей при перевязках.
- **Длительное ношение:** повязка может оставаться на ране до 7 дней в зависимости от состояния экссудации.
- **Надежная фиксация:** силикон обеспечивает плотное прилегание, при этом повязку можно аккуратно приподнять для осмотра раны и зафиксировать повторно.

- **Безопасность:** изделие стерилизовано этиленоксидом (ЭО) и предназначено для однократного применения.