

Пробирка Microvette с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.109275 до 22.12.2025

активатор свертывания и гель, с капилляром / без
капилляра, объем 0.2 мл / 0.5 мл, код коричневый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.5 мл
Цветовой код	коричневый

Дополнительные характеристики

Пробирки Microvette с активатором свертывания и гелем предназначены для исследований сыворотки.

Наполнитель: активатор свертывания + разделительный гель.

В упаковке: 100 шт.

Кат. №	Модификация	Объем	Капилляр	Внутренняя пробирка
20.1291	Microvette 200	200 мкл	с капилляром	цилиндрическая
20.1344	Microvette 500	500 мкл	без капилляра	цилиндрическая

Microvette 200 - взятие крови капилляром «end-to-end»

Microvette 500 - взятие крови самотеком

