

Пробирка MiniCollect с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.106046/2304

активатор свертывания и гель, с капилляром / без капилляра, объем 0.5 мл / 0.8 мл, код золотой

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	золотой

Дополнительные характеристики

Пробирки MiniCollect с активатором свертывания и разделительным гелем - предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови (собранной с помощью ланцета), например, у новорожденных, детей и пожилых пациентов.

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;

- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

Модификация	Кат. №	Объем	В упаковке
MiniCollect	450533	0.5 мл / 0.8 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect Complete	450548	0.5 мл / 0.8 мл	50 шт. / 500 шт.
Капилляры 250 мкл	450430	0.25 мл	100 шт. / 1000 шт.
Капилляры 80 мкл	450431	0.08 мл	100 шт. / 1000 шт.

Встроенная воронка позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться Вспомогательными приспособлениями.