# medca+alog

## Пробирка MiniLab с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.109707 до 16.03.2026

активатор свертывания и гель, с капилляром / без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл, код желтый

Sanli Medical, Китай



### Характеристики

Тип активатор свертывания и гель

Капилляр с капилляром / без капилляра

Объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл

Цветовой код желтый

#### Описание

Пробирки MiniLab с активатором свертывания и гелем предназначены для взятия капиллярной крови.

#### Модификации:

- 1. Пробирки MiniLab без капилляра
- 2. Пробирки MiniLab с капилляром

#### Функциональные особенности:

- Пробирки оснащены специальным желебом.
- Специальная конструкция защелкивающейся крышки обеспечивает безопасность при транспортировке.
- Капилляр калиброван по принципу End-to-End.
- Капилляр обработан соответствующим наполнителем.
- Резиновая крышка содержит крестообразный клапан с капилляром.

05	Наполнитель	Каталожный №		
Объем		с капилляром	без капилляра	Цвет
0.5	Активатор свертывания + гель	NP05024SC	NP05024S	
0.25		NP025024SC	NP025024S	Желтый
0.2		NP02024SC	NP02024S	