

Пробирка вакуумная Lind-Vac с K2 ЭДТА

ИМ-7.111098 до 13.12.2026

K2 ЭДТА , объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 9.5
мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм,
цветовой код фиолетовый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 9.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с K2 ЭДТА предназначены для сбора крови для гематологических исследований. Используются для анализа цельной крови. ЭДТА предотвращает свертывание крови за счет связывания ионов кальция.

Антикоагулянт: K2 ЭДТА.

Область применения: гематология, ПЦР-анализ, типирование крови.

Материал для исследования: цельная кровь.

Сразу же после сбора образца осторожно переверните пробирку с ЭДТА 9-10 раз, чтобы тщательно перемешать. Недостаточное перемешивание может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1 мл	13×75 мм	К2 ЭДТА	ЕЕ1102	100 шт.
2 мл			ЕЕ1202	100 шт.
3 мл			ЕЕ1302	100 шт.
4 мл			ЕЕ1402	100 шт.
5 мл			ЕЕ1502	100 шт.
4 мл	13×100 мм		ЕЕ2402	100 шт.
5 мл			ЕЕ2502	100 шт.
6 мл			ЕЕ2602	100 шт.
9 мл	16×100 мм		ЕЕ3902	50 шт.
9.5 мл			ЕЕ3952	50 шт.