

Пробирка вакуумная Медбелрос с гепарином натрия

ИМ-7.112462/2308

гепарин натрия, объем 1.0 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	1.0 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос с гепарином натрия предназначены для исследования плазмы, гепаринизированной крови, используются для подсчета клеток крови.

При смешивании с забранным материалом гепарин блокирует активность тромбина и тормозит переход растворимого фибриногена в нерастворимый фибрин, блокируя таким образом каскад свертывания крови. Последующее центрифугирование успешно разделяет кровь на плазму и форменные элементы.

Наполнитель: гепарин натрия.

Материал для исследования: плазма.

Центрифугирование: 2000 g, 5 минут.

Код на этикетке: NH.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 18 месяцев.