

Пробирка вакуумная Медбелрос с цитратом натрия 3.2%

ИМ-7.112462/2308

цитрат натрия, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код голубой, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------|---|
| Тип | цитрат натрия |
| Объем | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл |
| Размер | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм |
| Цветовой код | голубой |
| Материал | пластик |

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос с цитратом натрия 3.2% предназначены для исследования коагуляции (свертывания крови).

pH крови остается в пределах 7.1 - 7.35 (важно для протромбиновых параметров).

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2%, 0.109 моль/л (соотношения кровь:цитрат - 9:1).

Материал для исследования: кровь, цитратная плазма.

Центрифугирование: 2000 g, 10 минут.

Код на этикетке: 9NC3.2.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 12 месяцев.

Важно! При проведении процедуры взятия крови необходимо соблюдать установленную последовательность. Это необходимо для предотвращения возможной активации тромбоцитов в результате попадания активатора свертывания в кровь. Последовательность взятия крови в различные вакуумные пробирки связана и исключительной чувствительностью коагулологических тестов.