

## Пробирка вакуумная VACUSERA с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.115739

активатор свертывания и гель, объем 2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик



Disera, Турция

### Характеристики

---

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

### Описание

---

**Пробирки VACUSERA с активатором свертывания и разделительным гелем** - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Содержат разделительный гель в нижней части пробирки. Основная масса геля находится между сгустком крови и сывороткой. Во время центрифугирования разделительный гель перемещается вверх к поверхности сывороточного сгустка, образуя защиту, разделяя сыворотку от фибрина и клеток.

**Наполнитель:** частицы диоксида кремния и разделительный гель.

**Применение:** получение сыворотки.

**Перемешивание:** 5-6 мин.

**Центрифугирование:** 2000-3000 g, 10-15 минут.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234302	2	13×75	Активатор свертывания + гель	Бумажная	●
234304	2.5	13×75	Активатор свертывания + гель	Бумажная	●
234303	3.5	13×75	Активатор свертывания + гель	Бумажная	●
235305	5	13×100	Активатор свертывания + гель	Бумажная	●
236308	8	16×100	Активатор свертывания + гель	Бумажная	●
434302	2	13×75	Активатор свертывания + гель	Прозрачная	●
434304	2.5	13×75	Активатор свертывания + гель	Прозрачная	●
434303	3.5	13×75	Активатор свертывания + гель	Прозрачная	●
435305	5	13×100	Активатор свертывания + гель	Прозрачная	●
436308	8	16×100	Активатор свертывания + гель	Прозрачная	●

**Срок годности:** 18 месяцев.

**В упаковке:** 100 / 1200 шт.