

## Пробирка вакуумная Vacutек без наполнителя

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

без наполнителя, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код красный, пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



### Характеристики

---

Тип	без наполнителя
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик / стекло

### Описание

---

**Пробирки вакуумные Vacutек без наполнителя** предназначены для исследования биологических жидкостей в клинической биохимии, серологии, иммунологии. Могут использоваться как первичные пробирки для анализа, для хранения и транспортировки биоматериалов.

**Материал для исследования:** сыворотка крови, моча, спинномозговая жидкость, экссудаты и другие биологические жидкости.

**Время полного свертывания крови:** 60 минут

**Центрифугирование:** 1300 г в течение 10 минут (прежде чем центрифугировать пробирки с сывороткой, необходимо дождаться полного свертывания крови).

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Без наполнителя	VN08102P	VN08102G
3 мл			VN08103P	VN08103G
4 мл			VN08104P	VN08104G
5 мл			VN08105P	VN08105G
6 мл	13×100 мм		VN08206P	VN08206G
7 мл			VN08207P	VN08207G
8 мл	16×100 мм		VN08308P	VN08308G
9 мл			VN08309P	VN08309G
10 мл			VN08310P	VN08310G