

Программное обеспечение Precision Melt Analysis Software

ИМ-7.107171 до 06.12.2023

программное обеспечение

Bio-Rad Laboratories, США



Характеристики

Тип	программное обеспечение
-----	-------------------------

Дополнительные характеристики

Программное обеспечение Precision Melt Analysis импортирует и анализирует файлы данных, сгенерированные из всех систем ПЦР в реальном времени CFX, в образцы генотипов на основе денатурации двухцепочечной ДНК. Программное обеспечение может использоваться для различного генотипирования, включая сканирование новых вариантов генов, скрининг образцов ДНК на наличие SNP, выявление вставок / делеций или других неизвестных мутаций и определение процента метилированной ДНК в неизвестных образцах. Параметры анализа по умолчанию подходят для автоматической нормализации данных и назначения генотипа каждому образцу на основе его характеристик плавления – это исключает необходимость включать элементы управления генотипом для назначения меток кластера.