

## Матрас противопрлежневый QDC-8010 трубчатый с компрессором

ИМ-7.108099/2408

тип трубчатый, материал матраса ПВХ / нейлон, с компрессором, размер 200×90 см, толщина 25 см, нагрузка до 160 кг

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory CO., Ltd., Китай



### Характеристики

---

Тип	трубчатый
Внешний материал матраса	ПВХ / нейлон
Наличие компрессора	с компрессором
Размер	200×90 см
Толщина	25 см
Максимальная нагрузка	160 кг

### Дополнительные характеристики

---

#### **Реанимационный секционный матрас с компрессором, QDC-8010**

Реанимационный матрас «QDC-8010» с компрессором предназначен для профилактики и лечения пролежней 1-4 степени. Подходит для использования как в домашних, так и больничных условиях.

Компрессор - P3000-A2QB3.

#### **Основные функции:**

- максимальный комфорт и эффективное распределение веса пользователя;
- эффект массажа мягких тканей;
- нормализует кровоснабжение кожного покрова за счет распределения нагрузки в местах максимального давления.

#### **Работа компрессора:**

- функция «подушки» (A/B/C) оставляет в режиме статики головную часть матраса, в то время как остальные секции попеременно наполняются воздухом обеспечивая эффект массажа;
- функция статики позволяет поддерживать стабильное давление воздуха в матрасе, что дает возможность пациенту отдохнуть, а ассистенту легко и быстро выполнить необходимые манипуляции;
- компрессор оснащен датчиком достаточного давления (в случае разгерметизации системы на компрессоре загорается индикатор). Цветные индикаторы автоматически информируют о готовности матраса к использованию;

- давление в секциях матраса регулируется индивидуально под вес пользователя;
- тихая работа и антивибрационные ножки на задней поверхности компрессора не нарушают покой пользователя;
- компрессор крепится на быльце медицинской кровати или устанавливается на ровную поверхность. Находится в быстром доступе для обслуживающего персонала. Такое расположение позволяет ассистенту максимально быстро отреагировать в случае сигнала разгерметизации или нарушения работы системы.

**Матрас:**

- матрас выполнен из прочного и износостойкого материала: нетоксичного поливинилхлорида и нейлона. Практичен в использовании и не вызывает раздражений, поддается чистке;
- лазерная микроперфорация обеспечивает циркуляцию воздуха, которая способствует подсушиванию кожи и скорейшему заживлению ран;
- высота матраса составляет 21-25 см;
- максимальная нагрузка не более 160 кг;
- при необходимости, секции матраса можно легко заменить, что продлевает срок эксплуатации изделия;
- внутри соединительных трубок установлены пружины, что предотвращает возможность излома или перегиба; трубки обеспечивают постоянный равномерный поток воздуха для эффективной работы матраса;
- в матрасе предусмотрена система транспортировки пациента; к соединительным трубкам подключают специальную заглушку, что дает возможность определенное время использовать накаченный воздухом матрас в статическом режиме без подсоединения к компрессору.

**Чехол**

В комплекте с реанимационным матрасом «QDC-8010» поставляется съемный непромокаемый чехол из нейлона. Чехол просто надевается, застегивается и легко чистится.

**Комплектация:**

- матрас
- компрессор
- чехол
- запасная секция
- заглушка для транспортировки
- инструкция