

Раствор изотонический АнализМед для гематологических анализаторов

ИМ-7.95808/2304

дилуэнт, универсальный, объем 10 л

Анализ Мед Пром ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	дилуэнт
Универсальные	Да
Объем	10 л

Дополнительные характеристики

Раствор изотонический АнализМед для гематологических анализаторов.

Применение: используется как фоновый электролит при определении концентрации гемоглобина, числа эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов в крови человека при проведении общего анализа крови с использованием гематологического анализатора.

Применяется согласно инструкции по эксплуатации гематологических анализаторов.