

Раствор NaCl / CaCl₂

ИМ-7.107666 до 18.07.2024

для анализаторов Multiplate, импедансная агрегатометрия

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Для анализаторов	Multiplate
Метод определения	импедансная агрегатометрия
Назначение	для использования в качестве разбавителя образца крови

Описание

NaCl / CaCl₂ разбавитель представляет собой физиологический раствор (0,9%) с добавлением хлорида кальция (3 ммоль). Для использования в качестве разбавителя образца крови в исследованиях агрегации тромбоцитов на агрегометре Multiplate® при пониженных концентрациях кальция, связанных с использованием образцов цитратной крови.