

Реагент для системы определения функций тромбоцитов
Prostaglandin E1 (PGE1)

ИМ-7.107666 до 18.07.2024

для анализаторов Multiplate, импедансная
агрегатометрия

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Для анализаторов	Multiplate
Метод определения	импедансная агрегатометрия
Назначение	повышение чувствительности к ингибированию тромбоцитов клопидогрелем в тесте ADPtest

Описание

Для оценки качественных дефектов тромбоцитов, а также ингибирования функции тромбоцитов. PGE1 повышает чувствительность ADPtest к ингибированию функции тромбоцитов, особенно к эффекту клопидогрела в научных исследованиях. Кроме того, добавление более высокой дозы PGE1 в образец может вызвать ненормальную агрегацию в ADPtest, что позволяет проводить положительный контроль. Простагландин E1 (PGE1) используется в сочетании с реагентом ADPtest (MP0120)