

## Реагенты ИФА к анализаторам LIAISON

ИМ-7.113141

анализаторы Liaison, тестов 100 шт.

DiaSorin S.p.A., Италия



### Характеристики

---

Для анализаторов	Liaison
Количество тестов	100 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Реагенты ИФА к анализаторам LIAISON** – интегральные картриджи, готовые к использованию. Реагенты и калибраторы для каждого теста, а так же дилуэнты (где это необходимо), встроены в единую реагентную кассету.

- Метод определения – прямая иммунохемилюминесценция с использованием парамагнитных частиц.
- Калибровка – по 2 точкам.
- Стабильность калибровки – до 2-8 недель.
- Загрузка до 15 интегральных картриджей одновременно.

Кат. №	Название	Определяемый параметр
<b>Минеральный обмен</b>		
310600	Liaison 25-OH Vitamin D TOTAL Assay	25-OH витамин D (D $\square$ +D $\square$ )
310970	Liaison BAP OSTASE	Щелочная фосфатаза костная (Остаза)
310950	Liaison Osteocalcin	Остеокальцин
310980	Liaison <b>XL</b> 1.25 Dihydroxyvitamin D	1.25-(OH) $\square$ витамин D
<b>Гормоны щитовидной железы</b>		
311211	Liaison TSH	ТТГ (3-я ген.)
311311	Liaison T3	Т3
311411	Liaison T4	Т4
311531	Liaison FT3	Свободный Т3
311611	Liaison FT4	Свободный Т4
311711	Liaison Anti-Tg	Анти-ТГ
317220	Liaison Tg II Gen	ТГ (2 поколение)
311701	Liaison Anti-TPO	Анти-ТПО
<b>Репродуктивная функция</b>		
312201	Liaison LH	ЛГ
312251	Liaison FSH	ФСГ
312151	Liaison Prolactin	Пролактин
310410	Liaison Testosterone	Тестостерон
310690	Liaison Progesterone II Gen	Прогестерон
310680	Liaison Estradiol II Gen	Эстрадиол
312321	Liaison <b>XL</b> HCG	ХГЧ
<b>Анемия</b>		
313551	Liaison Ferritin	Ферритин
<b>Аутоиммунные заболевания</b>		
310300	Liaison ANA Screen	АЯА Скрининг
310330	Liaison ENA Screen	ЭЯА Скрининг
310310	Liaison dsDNA	дцДНК (антитела к двухцепочечной ДНК)

310320	Liaison tTG IgA	IgA к тканевой трансглутаминазе
310370	Liaison Cardiolipin IgG	Кардиолипины IgG
310380	Liaison Cardiolipin IgM	Кардиолипины IgM
<b>Сепсис</b>		
318040	Liaison BRAHMS PCT II GEN	Прокальцитонин (BRAHMS PCT)
<b>Коклюш</b>		
318850	Liaison Bordetella pertussis Toxin IgG	Токсины Bordetella pertussis IgG
318860	Liaison Bordetella pertussis Toxin IgA	Токсины Bordetella pertussis IgA
<b>Маркеры опухолей</b>		
314311	Liaison CEA	РЭА
314381	Liaison PSA	ПСА
314391	Liaison FPSA	ПСА свободный
314301	Liaison CA 15-3	A 15-3
314211	Liaison CA 125 II	CA 125II
314171	Liaison CA 19-9	CA 19-9
314501	Liaison $\beta$ 2-Microglobulin	$\beta$ 2-микроглобулин
314121	Liaison TPA-M	TPA-M (цитокератины 8, 18, 19)
314561	Liaison NSE	НСЕ
314701	Liaison S100	Белок S100В
314471	Liaison AFP	АФП
310960	Liaison Thymidine Kinase	Тимидинкиназа
<b>Гипертония</b>		
310470	Liaison Direct Renin	Ренин (прямое определение)
310450	Liaison Aldosterone	Альдостерон
<b>Функции надпочечников</b>		
313221	Liaison ACTH	АКТГ
313261	Liaison Cortisol	Кортизол
310430	Liaison DHEA-S	ДГЭА-С
<b>Соматотропная функция</b>		

313231	Liaison IGF-I	ИФР-I
<b>Диабет</b>		
316171	Liaison C-Peptid	С-пептид
310360	Liaison Insulin	Инсулин
<b>Сифилис</b>		
310840	Liaison Treponema Screen	Трепонема скрининг (IgG + IgM)
<b>Вирусные гепатиты</b>		
310100	Liaison HBsAg	HBsAg
310110	Liaison HBsAg Confirmatory Test	HBsAg подтверждающий
310130	Liaison Anti-HBc	Анти-HBc
310140	Liaison HBc IgM	HBc IgM
310150	Liaison HBeAg	HBeAg
310160	Liaison Anti-HBe	Анти-HBe
310170	Liaison Anti-HAV	Анти-HAV (суммарные IgG/IgM)
310180	Liaison HAV IgM	HAV IgM
311260	Liaison <b>XL</b> murex Anti-HDV	Антитела к вирусу гепатита Д (Murex)
<b>Трипаносомоз</b>		
310280	Liaison <b>XL</b> murex Chagas	Болезнь Шагаса (Murex)
<b>Вирус Эпштейна-Барр</b>		
310500	Liaison EBV IgM	EBV IgM (к капсидному антигену)
310510	Liaison VCA IgG	VCA IgG (к капсидному антигену)
310520	Liaison EBNA IgG	EBNA IgG (к ядерному антигену)
310540	Liaison EA IgG	EA IgG (к раннему антигену)
<b>TORCH-панель</b>		
310780	Liaison Toxo IgG II	Токсоплазма IgG (2 поколение)
310710	Liaison Toxo IgM	Токсоплазма IgM
310730	Liaison Rubella IgM	Краснуха IgM
310800	Liaison HSV-1/2 IgG	Герпес 1/2 IgG
310830	Liaison HSV-1 Type Specific IgG	Герпес-1 IgG

310810	Liaison HSV-2 IgG	Герпес-2 IgG
310820	Liaison HSV-1/2 IgM	Герпес-1/2 IgM
317000	Liaison Biotrin Parvovirus B19 IgG	Парвовирус B19 IgG
317010	Liaison Biotrin Parvovirus B19 IgM	Парвовирус B19 IgM
<b>Боррелиоз</b>		
310880	Liaison Borrelia IgG	Borrelia burgdorferi IgG (кач.)
310010	Liaison Borrelia IgM II	Borrelia burgdorferi IgM (кач.)
310020	Liaison Borrelia IgM Quant	Borrelia burgdorferi IgM (колич.)
<b>Ветряная оспа</b>		
310850	Liaison VZV IgG	Вирус варицелла-зостер IgG
310860	Liaison VZV IgM	Вирус варицелла-зостер IgM
<b>Микоплазмоз</b>		
317020	Liaison Mycoplasma pneumoniae IgG	Mycoplasma pneumoniae IgG
317030	Liaison Mycoplasma pneumoniae IgM	Mycoplasma pneumoniae IgM
<b>Хламидиоз</b>		
310580	Liaison Chlamydia trachomatis IgA	Chlamydia trachomatis IgA
310570	Liaison Chlamydia trachomatis IgG	Chlamydia trachomatis IgG
<b>Анализ кала</b>		
318950	Liaison Adenovirus	Аденовирус
318930	Liaison EHEC Toxins	Шига-токсины E. coli 1 и 2
318940	Liaison Rotavirus	Ротавирус
318910	Liaison C. difficile GDH	Глутаматдегидрогеназа C. difficile
318200	Liaison Meridian H. pylori SA	Антиген H. pylori

\***Liaison XL** – только для анализаторов Liaison XL.