

Селектор потока Flow Meter DF

ИМ-7.117317

селектор потока

Flow Meter, Италия



Описание

Селектор потока Flow Meter DF используемый совместно с флоуметрами, позволяет направлять подаваемый газ через увлажнитель или через шланговый соединитель для подключения устройств, используемых для аэрозольной терапии.

Структура

Селектор потока DF может быть подсоединен через резьбовое кольцо к флоуметру или поставляться непосредственно встроенным в корпус расходомера. Поток может быть легко направлен в увлажнитель для кислородной терапии через осевой выход, в противном случае он может быть перенаправлен через боковой шланговый соединитель для аэрозольной терапии.

Технические характеристики

Размеры	32×54×69 мм
Вес	0.16 кг
Подача макс. давления	500 кПа
Макс. перепад давления	9.20 кПа
Шкала	0-6 л/мин 0-14 л/мин 0-15 л/мин 0-30 л/мин 0-50 л/мин
Входное соединение	1/4" ISO 3253 F M12×1.25 F 9/16" UNF EN 13544-2 F
Выходное соединение	1/4" ISO 3253 M M12×1.25 M 9/16" UNF EN 13544-2 M
Соединитель для аэрозольного контура	□ 6-9 мм