

Система отвода анестезирующих газов Flow Meter AGSS

ИМ-7.117316

клапан, AGSS

Flow Meter, Италия



Характеристики

Тип	клапан
Газы	AGSS

Описание

Терминальные блоки Flow Meter EN ISO 9170-2 AGSS тип 1L для систем отвода анестезирующих газов – это точки, позволяющие операторам в больницах подключать соответствующие быстроразъемные соединения для безопасного отвода превышающих норму анестезирующих газов и паров за пределы клинической среды.

Возможны два основных принципа установки:

1. Тип Вентури

Система всасывания основана на принципе Вентури, в соответствии с которым инжектор, подающий сжатый воздух под давлением 4 бар, создает постоянное всасывание (заданное установщиком), подходящее для отвода анестезирующих газов за пределы помещения, где они используются.

2. Тип воздуходувки

Воздуходувка создает постоянный отсос внутри централизованной системы отсоса, предназначенной для удаления анестезирующих газов из помещения, где они используются; установщик также может регулировать поток, выводимый непосредственно на базовый блок, с помощью соединителя с переменным сечением.

Технические характеристики

Депрессия подачи	до -13 кПа
Скорость выведения	50 л/мин
Точка подключения к «земле»	с проушиной для проводника сечением 2.5 мм ²
Соединительный шланг	16 мм, толщина 1 мм