medca+alog

Стельки ортопедические 25Е

ИМ-7.105829/2206

стелька, назначение коррекция плоско-вальгусных стоп / профилактика и коррекция продольнопоперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу, материал пластик / текстиль, размеры 36-46 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	стелька
Назначение	коррекция плоско-вальгусных стоп / профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу
Материал	пластик / текстиль
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	36-46 см

Дополнительные характеристики

Рекомендуются для профилактики и лечения продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, вальгусной и плоско-вальгусной установки стоп. Снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на суставы стоп, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Особенности: выраженная поддержка продольного и поперечного сводов стопы; основой стельки является пружинящий пелот из несминаемого эвапласта, удерживающий стопу в правильном положении; выкладка поперечного свода из мягкого латекса (валик Зейца) правильно перераспределяет нагрузку в переднем отделе стопы; использование специальных материалов немецкого производства позволяет ноге «дышать», способствует созданию оптимальному микроклимата в обуви, предохраняет ноги от переохлаждения и перегревания; обладают бактериостатическим эффектом. Противопоказания: фиксированные деформации стопы; синдром диабетической стопы; открытые повреждения мягких тканей стопы.