

Стельки ортопедические ДЗ-2

ИМ-7.105829/2206

стелька, назначение профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу, материал пластик, размеры 35-46 см

ОРТО.НИК ООО, Россия



Характеристики

Тип	стелька
Детские	Да
Назначение	профилактика и коррекция продольно-поперечного плоскостопия / уменьшение ударной нагрузки на стопу
Материал	пластик
Женские	Да
Мужские	Да
Размеры	35-46 см

Дополнительные характеристики

В процессе носки принимают форму стопы, снимают пиковые нагрузки с зон повышенного давления. Показания к применению: разгружающие стельки рекомендуются для снижения нагрузки на стопу, в повседневной и спортивной обуви, для комфорта и профилактики перегрузки стопы; продольное и поперечное плоскостопие (фиксированные или частично фиксированные деформации); деформация стопы при ревматоидном полиартрите, подагре; синдром «диабетической стопы»; нейро- и ангиопатии различной этиологии.