

Калибратор фибриногена / Fibrinogen Calibrator, кат. № 5379

ИМ-7.98849/2111

система открытая, фибриноген

Helena Laboratories, Великобритания

Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибриноген
Назначение	калибратор
Фасовка	калибратор фибриногена – 10 шт. × 1 мл

Описание

Используется как калибратор в исследованиях фибриногена в человеческой плазме. Может использоваться совместно с тест-системами компании «Helena Biosciences» «Определение фибриногена методом Клаусса (только тромбиновый реагент)» (Кат. № 5374, 5378) или «Определение фибриногена методом Клаусса 100» (Кат. № 5376, 5376H, 5376R, 5376HR).