

Суспензия контрольная Dip&Spin Urinalysis Dipstick & Microscopics Control

ИМ-7.107125/2404

контрольный материал

Quantimetrix Corporation, США



Характеристики

Тип	контрольный материал
Назначение	для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче физико-химических параметров мочи и микроскопии осадка мочи
Аналиты (микроскопия)	эритроциты / лейкоциты / цилиндры / бактерии / кристаллы
Аналиты (физико-химические свойства)	аскорбиновая кислота / белок / билирубин / глюкоза / кетоны / кровь / креатинин / микроальбумин / нитрит / pH / уробилиноген / удельный вес

Дополнительные характеристики

Суспензия контрольная для мочевых тест-полосок и осадка мочи **Dip and Spin Urinalysis Dipstick / Microscopics Control (кат. номер 1470-01)** – представляет собой превосходную комбинацию для контроля результатов тест-полосок для анализа мочи и контроля качества осадка для клинической лаборатории. Жидкая, готовая к использованию, в 2-х уровнях, 2x120 мл каждого уровня в упаковке. Не требует восстановления или разбавления. Контроль производится из человеческой мочи, к которой добавлены стабилизированные эритроциты и лейкоциты человека, кристаллы оксалата кальция и др. соединения. Применима к ручным и автоматическим методам исследования. Кроме основных аналитов аттестована на ХГЧ (тесты на беременность). Содержит кишечную палочку и кристаллы дигидрата оксалата кальция, которые легко распознаются как стандартными, так и автоматизированными методами микроскопии.

Срок годности: 24 месяца, стабильность открытого флакона до истечения срока годности при температуре хранения от 2°C до 8°C.

Аттестована на большинство типов полосок для мочи, методы ручной микроскопии, автоматические анализаторы мочи производства 77 Elektronika, Beckman Coulter IRIS Diagnostics, Mindray, YD Diagnostics, ROCHE, ERBA LACHEMA, DFI CYBOW.