

Тест-система «Тромбиновое время» / Thrombin Time, кат. № 5377

ИМ-7.98849/2111

система открытая, тромбиновое время

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	тромбиновое время
Назначение	определения тромбинового времени
Фасовка	тромбиновое время – 10 шт. × 5 мл

Описание

Тест-система «**Тромбиновое время**» / Thrombin Time предназначена для определения тромбинового времени в цитратной плазме.

Основные характеристики:

- бычий тромбин;
- 10 NIH ед./мл;
- подходит для использования с большинством полуавтоматических и автоматических приборов.