

Тренажер СуперМедСквэд для выполнения пункции щитовидной железы

обучающая модель, для пункции щитовидной железы

СуперМедСквэд ООО, Россия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для пункции щитовидной железы
Комплектующие	<p>Комплект поставки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Тренажер с зоной установки пункционного блока - 1 шт.2. Упаковка - 1 шт.3. Сменные блоки (по согласованию, на выбор с заказчиком) - 5 шт.4. Тренажер отдельно оснащается комплектом сменных блоков. <p>Сменные блоки для пункции представляют собой сегмент шейного отдела с имитации кожи, левой и правой артерии, щитовидной железы с узлами для пункции.</p> <p>Блок с узлом в правой доле сверху - УЗ.Щ.01988. Блок с узлом в левой доле сверху - УЗ.Щ.01989. Блок с узлом в правой доле снизу - УЗ.Щ.01990. Блок с узлом в левой доле снизу - УЗ.Щ.01991. Блок с узлом в перешейке - УЗ.Щ.01992. Блок с узлами в правой доле сверху и левой доле сверху - УЗ.Щ.01993. Блок с узлами в правой доле снизу и левой доле сверху - УЗ.Щ.01994. Блок с узлами в правой доле сверху и левой доле снизу - УЗ.Щ.01995. Блок с узлами в правой доле снизу, перешейке и правой доле сверху - УЗ.Щ.01996. Блок с узлами в правой доле сверху и снизу, левой доле сверху и снизу - УЗ.Щ.01997.</p>

Дополнительные характеристики

Тренажер выполнения пункции щитовидной железы под УЗ контролем с возможностью забора материала.

Описание

Тренажер имитирует верхнюю часть тела - грудные мышцы, шею, сегмент подбородка.

Анатомические ориентиры на тренажере:

- грудинно-ключично-сосцевидная мышца;
- трахея;
- щитовидный хрящ;
- яремная вырезка.