

## Тренажер МедПрибор ЗМ-БТ-1142 для верхних и нижних конечностей

ИМ-7.113751

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей / нижних конечностей

МедПрибор ООО, Россия



### Характеристики

---

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей / нижних конечностей
Положение пациента	стоя

### Описание

---

**Тренажер ЗМ-БТ-1142 с двойной тягой** предназначен для реабилитации верхних и нижних конечностей после травм, операций и болезней ОДА. Занятия на тренажёре улучшают состояние мышечного тонуса, благодаря легкой регулировке уровней нагрузки подходит как для мягкой разработки суставов, так и для силового укрепления мышечных структур, сухожилий.

Тренажер имеет две рукоятки, соединенные тягами через блоки с механизмом, создающим сопротивление при приложении к рукояткам усилия, направленного вниз.

Для увеличения нагрузки используются дополнительные веса. Дополнительный вес можно установить от 1 до 10 кг с шагом 0.5 кг с правой стороны тренажера с помощью фиксатора выбора дополнительного веса.

#### Показания к применению:

- Переломы верхних и нижних конечностей в постиммобилизационном периоде.
- Состояния после артропластики, пластики сухожилий.
- Стабильный остеосинтез.
- Патология мышц плечевого пояса.
- Воспалительные заболевания — бурситы, тендиниты, артриты (вне обострения).
- Мышечная слабость, восстановление мышечной силы.
- Контрактуры различного происхождения (ограничение подвижности в суставе).

#### Особенности:

- Тренировка на площади до 2 квадратных метров.
- Два шкива, две рукоятки могут работать одновременно или независимо.
- Дисплей отображает количество повторов, общее количество повторов, калории и время выполнения упражнения.
- Фиксатор выбора высоты: позволяет закреплять рукоятки на нужной высоте (имеется 32 положения изменения высоты).
- Большое разнообразие методов тренировки для верхних и нижних конечностей.

**Габаритные размеры:** 1050×900×2170 мм

**Масса:** 78.8 кг