

Цемент стоматологический кальцийфосфатный антисептический «Фосфадент»

ИМ-7.98206/1610 до 10.10.2021

жидкость / порошок, для пломбирования корневых каналов, рентгеноконтрастный

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	жидкость / порошок
Применение	для пломбирования корневых каналов
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	- порошок 15 г; - жидкость 12 мл.

Дополнительные характеристики

Предназначен для пломбирования корневых каналов как с использованием штифтов, так и без них, под все типы постоянных пломбировочных материалов, в том числе композиционных.

Материал «Фосфадент» обладает низкой растворимостью, образует пробку в области верхушечного отверстия при тщательном наполнении верхней части канала на расстоянии 0,5 - 0,7 мм от апекса.

В состав материала входят:

- гидроокись кальция, которая эффективно подавляет действие микро-организмов в корневом канале;
- фосфаты кальция;
- фторид кальция и рентгеноконтрастные добавки.

В результате химических реакций, проходящих при замешивании порошка с жидкостью, образуется гидроксипатит кальция, стимулирующий образование связочной ткани на уровне апекса.