

Цемент стоматологический стеклоиономерный рентгеноконтрастный химического отверждения «Стиодент»

ИМ-7.98206/1610 до 10.10.2021

порошок, для пломбирования корневых каналов,
рентгеноконтрастный

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	порошок
Применение	для пломбирования корневых каналов
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	порошок 10 г

Дополнительные характеристики

Материал «Стиодент» обладает высокой биосовместимостью, хорошей адгезией к дентину, рентгеноконтрастностью, низкой растворимостью, высокой механической прочностью.

Порошок цемента «Стиодент» представляет собой механическую смесь измельченного алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты, легко смешивается с водой до получения необходимой консистенции.

Стеклоиономерная реакция начинается сразу же после смешивания порошка и воды и сопровождается выделением ионов фтора, что укрепляет дентин и оказывает бактерицидное действие.

«Стиодент» в комбинации с гуттаперчевыми или металлическими штифтами позволяет достичь весьма прочного и надежного пломбирования корневых каналов.

При необходимости канал можно распломбировать, комбинируя химическое действие препарата «Сольвадент» с механическим воздействием.